

Með notandann í huga – og þig

Betri upplifun af
innrennsli undir húð
með Neria™ Guard



nordic
INFUcare

Dreifingaraðili • www.infucare.com

Sjálfvirkir með stunguvörn og mjúkri holnál.



STUNGUVÖRN



SJÁLFBIRKT



EINFALT Í NOTKUN



STUNGUVÖRN

Samræmist reglugerð ESB um stunguvörnin.¹

Nálin er ekki sýnileg, hentar vel við nálarhræðslu.²

LÁGMARKSSÓUN Á LYFJUM

Lítill hleðsluskammtur³

EINFALT Í NOTKUN

Nálinni er stungið beint niður (90°) gegnum húðina (eykur líkur á réttri staðsetningu)^{4,5,6}

VÖRULÝSING

Stunguvörn: Holnálin sést hvorki þegar henni er komið fyrir né á undan eða á eftir

Holnál: Mjúk

Notkun: Innbyggður sjálfvirkur stungubúnaður

Innsetningarhorn: 90 gráður (hornrétt)


Plástur: Innbyggður, húðvænn plástur úr pólýester og akrýl

Tenging: Stöðluð luer-læsing

Hægt að aftengja: Já, á stungustaðnum

Efni: Pólýetýlen-/pólýúretanplást PVC- og DEHP-frítt (palatfrítt)

Kennslumyndband:



Lengdir holnála	Slöngulengdir	Magn skammts sem fer til spillis
6 og 9 mm	12 cm	12 cm ~ 0,04 ml
	30 cm	30 cm ~ 0,06 ml
	60 cm	60 cm ~ 0,10 ml
	80 cm	80 cm ~ 0,12 ml
	110 cm	110 ml ~ 0,15 ml

order@infucare.com

Neria™ Guard innrennslissett er afhent með 10 stk. í hverri pakkingu.

Heimildir: 1. EU Sharps Directive of 10 May 2010 & Needlesticks, Medical Device Reporting, Guidance for User Facilities, Manufacturers, and Importers. Utgáfudagur skjals: 12. nóvember 2002. 2. Parsons J., Infusion Line Preferences of Patients Prescribed Apomorphine for Complex Parkinson's Disease. British Journal of Neuroscience Nursing. Desember 2009, 5. bindi nr. 12. 3. Chan G.C.F., NgD.M.W. Et al, Comparison of Subcutaneous Infusion Needles for Transfusion-Dependent Thalassemia Patients by the Intrapersonal Cross-Over Assessment Model, Am.J. Hematol, 76;398-404. 4. Gögn í skrá (D012-002912). 5. User perceptions and preferences using the neria guard infusing set compared with conventional infusion sets indicated for the treatment of pain, Parkinson's disease, primary immune deficiencies, thalassemia and mild/moderate rehydration (hypodermoclysis), april 2019, gögn í skrá, Unomedical a/s. 6. Elizabeth Hillman. Examining the use of sharp-free subcutaneous infusion devices with apomorphine. British Journal of Neuroscience Nursing ágúst/september 2020, 16. bindi nr. 4.

Neria™Guard er innrennslisett með sjálfvirkum stungubúnaði og mjúkri holnál. Holnállinn er stungið í vef undir húð með því að ýta á hnapp. Neria™Guard er með stunguvörn sem kemur í veg fyrir nálarstungur fyrir slysi.




LEIÐBEININGAR UM NOTKUN NERIA GUARD INNRENNSLISSETTS

Athugaðu að þessar leiðbeiningar sýna aðeins nokkur af þeim skrefum sem þarf að taka við notkun neria guard innrennslissetts. Fylgdu alltaf notkunarleiðbeiningum sem fylgja með vörunni.


1

DRAGDU PAPPÍRINN
gætilega af plástrinum.




4

ÞRÝSTU PLÁSTRINUM
þétt að húðinni.




2

FJARLÆGÐU PINNANN* af stungubúnaðinum með því að klemma hliðar hans gætilega saman og draga hann beint út.




5

TENGDU SPRAUTUNA
og fylltu slönguna samkvæmt leiðbeiningum.




3

SETTU ÍSETNIN-GARBÚNAÐINN á húðina og ýttu rauða hnappinum alla leið niður.



6

SETTU FINGUR Á NÁLARHLÍFINA og ýttu slöngutenginu beint inn þar til smellur heyrist.



*Nota má öryggispinnann til að loka holnállinni. Hentar vel þegar farið er í bað eða sturtu.

Fyrir betri upplifun af innrennsli undir húð.

Neria™Guard er með stunguvörn og einfalt í notkun – bæði fyrir heilbrigðisstarfsmann og sjúkling.

SVÍÐJÓÐ: Nordic Infucare • Box 14026 • 167 14 BROMMA • 08 601 24 40 • info@infucare.se
FINNLAND: Nordic Infucare • Tekniikantie 14 • 02150 ESPOO • +358 207 348 760 • info@infucare.fi
NOREGUR: Nordic Infucare • Blindernveien 5 • 0361 OSLO • +47 22 20 60 00 • info@infucare.no
DANMÖRK: Nordic Infucare • Industrivej 21 • 4000 ROSKILDE • +45 70 28 10 24 • info@infucare.dk

FRAMLEIÐANDI NERIA™:

Unomedical a/s – A ConvaTec Company, Aaholmvej 1-3,
Osted, 4320 Lejre, DENMARK

nordic
INFUCARE

Dreifingaraðili • www.infucare.com